

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lrrc14 Per Wb, Elisa - Q15048

Numero articolo: CM0022522

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LRRC14 progettato per applicazioni WB e ELISA. LRRC14 regola negativamente la segnalazione di NF-kappa-B mediata da recettori Toll-like. Reagisce con LRRC14 umana. Adatto per la ricerca sull'immunità innata. UniProt Q15048.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LRRC14 Rabbit pAb
Note / Alias	LRRC14A; LRRC14
Specie	Umana
ID genico	9684
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-280 di LRRC14 umana (NP_055480.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reazione crociata	Umana
SWISS	Q15048
Peso molecolare proteico	55 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio