

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Lrrc61 Per Wb Ed Elisa - Q9Bv99

Numero articolo: CM0017623

introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-LRRC61 prodotto contro LRRC61 umano ricombinante a lunghezza intera. Validato per Western blot ed ELISA, con reattività crociata verso topo e ratto. Adatto per lo studio delle proteine contenenti ripetizioni ricche di leucina.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	LRRC61 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	HSPC295; LRRC61
Specie	Umano
GeneID (umano)	65999
GeneID	65999
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-259 di LRRC61 umano (NP_076431.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Topo, Ratto
SWISS	Q9BV99
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio