

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lsm4 Per Wb, Ip, Elisa - Q9Y4Z0

Numero articolo: CM0028461



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LSM4, una proteina simile a Sm associata all'U6 snRNA coinvolta nello splicing del pre-mRNA. Validato per Western blot (WB), immunoprecipitazione (IP) e ELISA; reagisce in modo crociato con campioni di uomo, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	LSM4 Rabbit pAb
Note / Alias	GRP; YER112W; LSM4
Specie	Uomo
GeneID (Uomo)	25804
GeneID	25804
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-139 della LSM4 umana (NP_036453.1).
Provenienza	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y4Z0
Peso proteico	15 kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio