

Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Lumican (Lum) Per Wb, Ihc-P, Elisa - P51884

Numero articolo: CM0003118

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio ricombinante contro la Lumican (LUM) umana, validato per WB, IHC-P, ELISA con cross-reattività verso il topo. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare e sulla cornea.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	Anticorpo monoclonale di coniglio Lumican (LUM)
Note/Alias	LDC; SLRR2D; Lumican (LUM)
Specie	Umano
GenelD (Umano)	4060
GenelD	4060
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 212-338 della Lumican (LUM) umana (NP_002336.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Cross Reattività	Umano, Topo
SWISS	P51884
Peso Proteico	38kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio