

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Lyrm1 Per Wb Ed Elisa - O43325

Numero articolo: CM0018186

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro LYRM1 umano, adatto per Western blot ed ELISA con reattività crociata su topo. Studia il ruolo di LYRM1 nella proliferazione e nell'apoptosi dei preadipociti nel tessuto adiposo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LYRM1 Rabbit pAb
Note/Alias	A211C6.1; LYRM1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	57149
GeneID	57149
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-122 di LYRM1 umano (NP_065157.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Topo
SWISS	O43325
Peso Proteico	14kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio