

Anticorpo Policlonale Anti-Lysrs/Kars Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15046

Numero articolo: CM0017049



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro LysRS/KARS umana (KARS1), adatto per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, di topo, di ratto. LysRS catalizza l'amminoacilazione del tRNA e agisce come molecola di segnalazione. Validato per uso nella ricerca.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	LysRS/KARS Rabbit pAb
Note/Alias	KRS; KARS; KARS2; LEPID; CMTRIB; DEAPLE; DFN89; LysRS/KARS
Specie	Umana
ID Gene (Umano)	3735
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 298-597 di LysRS/KARS umana (NP_005539.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umana, Topo, Ratto
SWISS	Q15046
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio