


Anticorpo Monoclonale Anti-Lyve1 Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Y5Y7

Numero articolo: CM0008738



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità specifico per LYVE1 umano (recettore 1 dell'acido ialuronico delle cellule endoteliali dei vasi linfatici). Validato per WB ed ELISA; reagisce in modo crociato con topo e ratto. Adatto per lo studio della biologia delle cellule endoteliali linfatiche e del trasporto dell'ialuronano.

[Ulteriori informazioni](#)

Specifica	Valore
Nome Prodotto	LYVE1 Rabbit mAb
Note/Alias	HAR; XLKD1; LYVE-1; CRSBP-1; LYVE1
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10894
ID Gene	10894
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y5Y7
Peso Proteico	35kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio