


Anticorpo Policlonale Anti-MacroH2A.1 Per Wb, If/Icc, Elisa - 075367

Numero articolo: CM0021307



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro macroH2A.1 (H2AFY), una variante istonica coinvolta nella repressione trascrizionale, nell'inattivazione del cromosoma X e nel metabolismo del NAD⁺. Validato per WB, IF/ICC, ELISA in campioni umani, murini e di ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	[Validato KO] macroH2A.1 Rabbit pAb
Note/alias	H2A.y; H2A/y; H2AFY; mH2A1; H2AF12M; MACROH2A1.1; macroH2A1.2; .1
Specie	Umano
ID del gene (umano)	9555
ID del gene	9555
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 123-372 della macroH2A.1 umana (NP_613258.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	075367
Peso della proteina	39 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante