


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mad1/Mad1L1 Per Wb, Elisa - Q9Y6D9

Numero articolo: CM0010956



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si targeting su MAD1/MAD1L1 umano (MAD1, TXBP181), validato per Western blot e ELISA. Rileva sia MAD1 umano che murino; ideale per la ricerca sul checkpoint del fuso e sulla mitosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAD1/MAD1L1 Rabbit mAb
Note/Alias	MAD1; MVA7; PIG9; TP53I9; TXBP181; MAD1/MAD1L1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	8379
GeneID	8379
Immunogeno	Peptide Sintetico
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9Y6D9
Peso Proteico	83kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio