

Anticorpo Policlonale Anti-Map2 Per Wb, If, Ihc, Elisa - P11137

Numero articolo: CM0025492

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a MAP2, adatto per WB, IHC-P, IF-P ed ELISA. Rileva MAP2 umano, di topo e di ratto. Ideale per studi di neuroscienze che coinvolgono la dinamica dei microtubuli e l'architettura dendritica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAP2 Rabbit pAb
Note/Alias	MAP-2; MAP2A; MAP2B; MAP2C; MAP2
Specie	Umano
ID Gene	4133 (Umano)
Immunogeno	Proteina ricombinante: Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1510-1650 di MAP2 umano (NP_002365.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P11137
Peso Molecolare Proteico	200 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio