


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mark1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9POL2

Numero articolo: CM0027156



introduzione

Anticorpo policlonale MARK1 validato per WB, IHC-P, ELISA. Rileva MARK1 umano e murino, una chinasi serina/treonina che regola la polarità cellulare e la segnalazione Wnt. Ideale per ricerche nel campo delle neuroscienze e dell'oncologia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MARK1 Rabbit pAb
Note/Alias	MARK; Par1c; Par-1c; MARK1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4139
GeneID	4139
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 560-700 del MARK1 umano (NP_061120.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q9POL2
Peso proteico	89kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio