


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Marveld2 Per Wb, Elisa - Q8N4S9

Numero articolo: CM0025962



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio che targeting MARVELD2 (tricellulina), validato per WB ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Essenziale per la ricerca sulle giunzioni strette e la perdita dell'udito.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MARVELD2 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	Tric; DFNB49; MARVD2; MRVLDC2; MARVELD2
Specie	Umano
GeneID	153562
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 200-300 di MARVELD2 umano (NP_001033692.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q8N4S9
Peso proteico	64kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio