

Anti-Mat1A Coniglio Anticorpo Policlonale Per Wb, Elisa - Q00266

Numero articolo: CM0027753



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MAT1A (S-adenosilmetionina sintasi isoforma tipo-1). Validato per WB ed ELISA; cross-reagisce con umano, topo e ratto. Immunogeno: proteina di fusione ricombinante (a.a. 1-395). Adatto per studi sul metabolismo a un carbonio e sulle malattie epatiche.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MAT1A Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MAT; SAMS; MATA1; SAMS1; MAT1A
Specie	Umano
GeneID (umano)	4143
GeneID	4143
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-395 di MAT1A umano (NP_000420.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWOT	Q00266
Peso Proteico	44kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio