

Anti-Matn4 Anticorpo Policlonale Di Coniglio Per Wb Ed Elisa - O95460

Numero articolo: CM0027063

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MATN4 umano (matrilin-4), una proteina della matrice extracellulare della cartilagine. Convalidato per WB, ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo, ratto. Adatto per la ricerca sulla matrice extracellulare (ECM) e sullo sviluppo scheletrico.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MATN4 Rabbit pAb
Note/Alias	MATN4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	8785
ID Gene	8785
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 221-540 di MATN4 umano (NP_085080.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	O95460
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio