

Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mcee Per Wb, Elisa - Q96Pe7

Numero articolo: CM0018346



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro MCEE umana (epomerasi metilmalonil-CoA, mitocondriale), adatto per WB e ELISA. Reagisce con l'essere umano e il topo. Uso per la ricerca negli studi sul metabolismo del propionil-CoA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MCEE Rabbit pAb
Note/Alias	MCE; MMCE; GLOD2; MCEE
Specie	Umano
Gene ID	84693
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-176 della MCEE umana (NP_115990.3)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo
SWISS	Q96PE7
Peso proteico	19kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio