


Anticorpo Policlonale Anti-Mcm5 Di Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P33992

Numero articolo: CM0014895



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio che si lega a MCM5 umano, validato per WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagisce con MCM5 umano, murino e ratto. Ideale per studi sulla replicazione del DNA e sul ciclo cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifiche
Nome del prodotto	MCM5 pAb di coniglio
Osservazioni/Alias	CDC46; MGORS8; P1-CDC46; MCM5
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4174
GeneID	4174
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-230 di MCM5 umano (NP_006730.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P33992
Peso proteico	82kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio