

Anticorpo Monoclonale Anti-Mcu (Validato Ko) Per Wb, Elisa - Q8Ne86

Numero articolo: CM0003439

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MCU umano, validato per Western blot e ELISA. Riconosce MCU umano, murino e ratto (40 kDa). Adatto per studi sull'assorbimento del calcio mitocondriale e sulla fisiologia cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Validato KO] MCU Rabbit mAb
Osservazioni/Alias	HsMCU; C10orf42; CCDC109A; CU
Specie	Umano
GeneID (Umano)	90550
GeneID	90550
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 51-170 di MCU umano (NP_612366.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q8NE86
Peso Proteico	40kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio