

Anticorpo Monoclonale Anti-Mdh1 Per Wb, Elisa - P40925

Numero articolo: CM0004680



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MDH1 umano, validato per Western blot e ELISA. Rileva MDH1 endogeno in campioni umani, di muride e di ratto. Adatto per la ricerca metabolica e sul cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MDH1 Coniglio mAb
Osservazioni/Alias	KAR; MDHA; MOR2; DEE88; MDH-s; EIEE88; HEL-S-32; MGC:1375; MDH1
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4190
GeneID	4190
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 235-334 del MDH1 umano (P40925).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Muride, Ratto
SWISS	P40925
Peso Proteico	36kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio