


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Me3 (Nadp-Me) Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16798

Numero articolo: CM0014388



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro ME3 umano (enzima malico mitocondriale dipendente da NADP). Validato per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Uniprot: Q16798.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	ME3 Rabbit pAb
Note/Alias	NADP-ME; ME3
Specie	Umano
ID del gene (umano)	10873
ID del gene	10873
Immunogeno	Proteina ricombinante
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	Q16798
Peso della proteina	67 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante