


Anticorpo Policlonale Anti-Mecom Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q03112 / Q13465

Numero articolo: CM0025582



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio mirato a MECOM (EVI1) per Western blot e ELISA. Validato nell'uomo e nel ratto. Adatto per la ricerca sulla regolazione della trascrizione, metilazione delle istone e leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MECOM Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	EVI1; MDS1; KMT8E; PRDM3; RUSAT2; MDS1-EVI1; AML1-EVI-1; MECOM
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2122
ID Gene	2122
Immunogeno	Proteina ricombinante / Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-190 di MECOM umano (NP_004982.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Ratto
SWISS	Q03112/Q13465
Peso proteico	18kDa/117kDa/118kDa/125kDa/139kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio