

Anticorpo Policlonale Anti-Memo1 Coniglio Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Y316

Numero articolo: CM0030717



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MEMO1 umano per WB, IHC-P ed ELISA. Reagisce con umano, topo e ratto. Ideale per lo studio della motilità cellulare guidata da ERBB2 e della migrazione del cancro al seno.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MEMO1 Rabbit pAb
Note/Alisi	MEMO; C2orf4; CGI-27; NS5ATP7; MEMO1
Specie	Umano
GeneID (umano)	51072
GeneID	51072
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-297 di MEMO1 umano (NP_057039.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y316
Peso Proteico	34kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio