


Anticorpo Monoclonale Anti-Mesotelina Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q13421

Numero articolo: CM0005286



introduzione

Anticorpo monoclonale ricombinante di coniglio contro la Mesotelina umana (MSLN/MPF), validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Mira agli amminoacidi 296-606. Adatto per la ricerca sul cancro e sull'adesione cellulare.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Mesotelina Coniglio mAb
Note/Alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	10232
ID Gene	10232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 296-606 della Mesotelina umana (NP_037536.2).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q13421
Peso Proteico	67KDa/68KDa/71KDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio