


Anticorpo Monoclonale Di Coniglio Anti-Mesotelina Per Wb, If-P, Elisa - Q13421

Numero articolo: CM0007824



introduzione

Anticorpo Monoclonale di Coniglio Anti-Mesotelina di alta qualità validato per WB, IF-P, ELISA. Reagisce con umano e ratto. Ideale per la ricerca sul cancro/mesotelina. Questo anticorpo rileva la mesotelina, una proteina di adesione cellulare, ed è adatto per lo sviluppo di saggi diagnostici. SWISS: Q13421.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	mAb di Coniglio Anti-Mesotelina
Note/Alias	MPF; SMRP; Mesotelina
Specie	Umano
ID Gene	10232
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 500-600 della mesotelina umana (Q13421)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF-P, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q13421
Peso Proteico	69kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio