


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mesothelina Per Wb, Elisa - Q13421

Numero articolo: CM0027954



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio contro Mesothelina umana (SWISS: Q13421) per applicazioni Western blot e ELISA. Riconosce la Mesothelina umana e murina; utile per la ricerca sul cancro e sui megacariociti.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mesothelina coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MPF; SMRP; Mesothelina
Specie	Umano
GeneID	10232
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 296-606 della Mesothelina umana (NP_037536.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse
SWISS	Q13421
Peso proteico	69kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio