

## Anticorpo Policlonale Anti-Met Di Coniglio Per Wb E Elisa - P08581

Numero articolo: CM0016462



### introduzione

L'anticorpo policlonale anti-MET di coniglio di CamelBio (P08581) è validato per Western blotting e ELISA in campioni umani e di ratto, e bersaglia il recettore del fattore di crescita epatocitario c-Met per la ricerca su segnalazione cellulare e cancro.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro             | Valore                                                                                                                          |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto         | MET Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Note/Alias            | DA11, HGFR, AUTS9, RCCP2, c-Met, DFN897, MET                                                                                    |
| Specie                | Uomo                                                                                                                            |
| GeneID                | 4233 (Uomo)                                                                                                                     |
| Immunogeno            | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 960-1161 della MET umana (NP_000236.2) |
| Origine               | Coniglio                                                                                                                        |
| Categoria             | Anticorpi policlonali                                                                                                           |
| Applicazione          | WB, ELISA                                                                                                                       |
| Reattività incrociata | Uomo, Ratto                                                                                                                     |
| SWISS                 | P08581                                                                                                                          |
| Peso proteico         | 156kDa                                                                                                                          |
| Spedizione            | Sacco di ghiaccio                                                                                                               |