


Anticorpo Policlonale Anti-Mfsd2A Da Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Da75

Numero articolo: CM0019484



introduzione

Anticorpo policlonale da coniglio diretto contro Mfsd2a (NLS1), un symporter sodio-dipendente di lisofosfatidilcolina fondamentale per la funzione della barriera ematoencefalica e il trasporto del DHA. Convalidato per WB e ELISA in essere umano, topo e ratto.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specificazione
Nome prodotto	Anticorpo policlonale Mfsd2a da coniglio
Note/Alias	NLS1; Mfsd2; 1700018O18Rik; Mfsd2a
Specie	Topo
ID gene (Umano)	84879
ID gene	76574
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 170-245 di Mfsd2a di topo (NP_083938.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9DA75
Peso proteico	59kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio