

Anticorpo Monoclonale Anti-Mitofilina Per Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q16891

Numero articolo: CM0006513

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Mitofilina umana (MIC60) per Western blot, IHC, IP ed ELISA. Ideale per la ricerca sulla morfologia delle creste mitocondriali e sul complesso MICOS.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	mAb di coniglio anti-Mitofilina
Note/Alias	HMP; P87; P89; PIG4; Mic60; PIG52; MINOS2; P87/89; MICOS60; Mitofilina
Specie	Uomo
GeneID	10989
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 65-300 della Mitofilina umana (NP_006830.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo
SWISS	Q16891
Peso della proteina	84 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante