

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mitofusina 2 (Mfn2) Per Wb, If/Icc, Elisa - O95140

Numero articolo: CM0018424



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità diretto contro la Mitofusina 2 umana (MFN2). Validato per WB, IF/ICC ed ELISA con reattività crociata verso topo e ratto. Ideale per la ricerca sulla dinamica mitocondriale, sulla fusione e sul metabolismo.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	Mitofusina 2 pAb di coniglio
Note/Alias	HSG; MARF; CMT2A; CPRP1; CMT2A2; HMSN6A; CMT2A2A; CMT2A2B; Mitofusina 2
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	9927
ID del gene	9927
Immunogeno	Peptide sintetico: peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 70 e 260 della Mitofusina 2 umana (NP_055689.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	O95140
Peso della proteina	86 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante