


Anticorpo Policlonale Anti-Mknk1 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9Bub5

Numero articolo: CM0024320



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MKNK1 validato per WB, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva MKNK1 umano, murino e ratto, una chinasi che regola la traduzione tramite la fosforilazione di EIF4E nelle risposte allo stress e alle citochine.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MKNK1 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	MNK1; MKNK1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	8569
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 374-465 di MKNK1 umano (NP_003675.2)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	Q9BUB5
Peso proteico	51 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio