

## Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mkp1 Per Wb, Elisa - P28562

Numero articolo: CM0023303



### introduzione

Anticorpo policlonale coniglio Anti-MKP1 validato per Western blot (WB) e ELISA. Rileva MKP1 umano e murino. Immunogeno ricombinante compreso tra gli amminoacidi 267-367. Ideale per studiare la segnalazione delle MAP chinasi e la risposta allo stress.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                              |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MKP1 Rabbit pAb                                                                                                     |
| Note / Alias        | HVH1; MKP1; CL100; MKP-1; PTPN10                                                                                    |
| Specie              | Uomo                                                                                                                |
| ID gene             | 1843                                                                                                                |
| Immunogeno          | Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 267-367 di MKP1 umano (NP_004408.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                            |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                               |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                           |
| Reattività crociata | Uomo, Topo                                                                                                          |
| SWISS               | P28562                                                                                                              |
| Peso proteico       | 39kDa                                                                                                               |
| Spedizione          | Sacco di ghiaccio                                                                                                   |