

Anticorpo Policlonale Anti-MLLT1/ENL Per Wb Ed Elisa - Q03111

Numero articolo: CM0022966



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MLLT1/ENL umano, un lettore della cromatina contenente il dominio YEATS. Validato per WB ed ELISA; presenta reattività crociata con uomo, topo e ratto. Adatto per la ricerca sulla cromatina e sulla leucemia.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MLLT1 Rabbit pAb
Note/Alias	ENL; LTG19; YEATS1; MLLT1
Specie	Uomo
ID del gene (uomo)	4298
ID del gene	4298
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 190-270 di MLLT1 umano (NP_005925.2)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, topo, ratto
SWISS	Q03111
Peso della proteina	62 kDa
Spedizione	Borsa refrigerante