


Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mmp14/Mt1-Mmp Per If/Icc, Elisa - P50281

Numero articolo: CM0016091



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MMP14/MT1-MMP umano, validato per IF/ICC ed ELISA. Ideale per studiare la degradazione della matrice extracellulare, la migrazione cellulare, l'angiogenesi e i meccanismi di invasione tumorale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	pAb di Coniglio MMP14/MT1-MMP
Note/Alias	MMP-14; MMP-X1; MT-MMP; MT1MMP; MTMMP1; WNCHRS; MT1-MMP; MT-MMP 1; MMP14/MT1-MMP
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4323
GeneID	4323
Immunogeno	Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 75-174 di MMP14/MT1-MMP umano (NP_004986.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	IF/ICC, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	P50281
Peso Proteico	66kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio