


Anticorpo Policlonale Coniglio Anti-Mmp2 Per Wb, If/Icc, Elisa - P08253

Numero articolo: CM0014797



introduzione

Questo anticorpo policlonale coniglio anti-MMP2 rileva MMP2 umana, murina e ratto, convalidato per WB, IF/ICC, ELISA. Adatto per lo studio dell'angiogenesi, dell'invasione tumorale e del rimodellamento tissutale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MMP2 Rabbit pAb
Osservazioni/Alias	CLG4; MONA; CLG4A; MMP-2; TBE-1; MMP-II; MMP2
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4313
Gene ID	4313
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-280 della MMP2 umana (NP_004521.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P08253
Peso proteico	74kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio