

Anticorpo Monoclonale Anti-Moesin Per Wb, Ihc-P, Elisa - P26038

Numero articolo: CM0009165



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro Moesin umano, validato per Western blot, IHC-P ed ELISA. Cross-reattiva con topo e ratto. Adatto per lo studio delle proteine della famiglia ERM, l'organizzazione della corteccia cellulare e la segnalazione immunitaria. UniProt P26038.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	Moesin Rabbit mAb
Note/Alias	HEL70; IMD50; Moesin
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4478
Gene ID	4478
Immunogeno	Peptide Sintetico Un peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 400-500 di MSN umana (P26038).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	P26038
Peso Proteico	68kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio