

Anticorpo Policlonale Anti-Morf4L2 Per Wb, If/Icc, Elisa - Q15014

Numero articolo: CM0028878

introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro MORF4L2 umano, validato per WB, IF/ICC, ELISA. Reagisce in modo crociato con essere umano, topo e ratto. Ideale per lo studio del complesso NuA4, della regolazione della cromatina e delle vie di riparazione del DNA.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MORF4L2 Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	MORF4L2, MORFL2, MORF4L2
Specie	Uomo
ID genico (Uomo)	9643
ID genico	9643
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza compresa tra gli amminoacidi 1-282 di MORF4L2 umano (NP_001135890.1)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q15014
Peso proteico	32kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio