

Anticorpo Policlonale Anti-Cd24 Di Topo Per Wb, Fc, Elisa - P24807

Numero articolo: CM0023025

introduzione

Il pAb di coniglio anti-CD24 di topo è un anticorpo policlonale prodotto in coniglio contro la proteina CD24 di topo ricombinante. Validato per WB, FC ed ELISA in campioni di topo. Adatto per la ricerca sul CD24 nell'immunologia, nella differenziazione cellulare e negli studi sull'autoimmunità.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	pAb di coniglio anti-CD24 di topo
Specie	Topo
GeneID (umano)	100133941
GeneID	12484
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 27-53 del CD24 di topo NP_033976.1
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, FC, ELISA
Reattività crociata	Topo
SWISS	P24807
Peso della proteina	8 kDa
Spedizione	Con borsa refrigerante