


Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mouse Cd274 (Pd-L1) Per Wb, If/Icc, Ihc-P, Fc, Elisa - Q9Ep73

Numero articolo: CM0008156



introduzione

Anticorpo monoclonale coniglio contro CD274 murino (PD-L1, B7-H1). Validato per WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA. Bersaglia il checkpoint immunitario PD-L1 per la ricerca sul cancro e le malattie autoimmuni. Reattivo con il mouse.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	CD274 mAb Coniglio
Note/Alias	B7h1; Pdl1; Pdcd1l1; Pdcd1lg1; A530045L16Rik
Specie	Mouse
GeneID (umano)	29126
GeneID	60533
Immunogeno	Proteina ricombinante
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IF/ICC, IHC-P, FC, ELISA
Reattività Crociata	Mouse
SWISS	Q9EP73
Peso Proteico	33kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio