

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl11 Per Wb, Elisa - Q9Y3B7

Numero articolo: CM0027484



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio diretto contro la proteina ribosomiale mitocondriale MRPL11 (L11mt). Validato per WB ed ELISA, reagisce con campioni umani, di topo e di ratto. Supporta la ricerca sul ribosoma mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MRPL11 Rabbit pAb
Note/Alias	L11MT; CGI-113; MRP-L11; MRPL11
Specie	Umano
GeneID	65003
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli aminoacidi 1-192 di MRPL11 umana (NP_057134.1)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9Y3B7
Peso Proteico	21kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio