


Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl13 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Byd1

Numero articolo: CM0029865



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio MRPL13 validato per WB, IHC-P, ELISA con reattività crociata verso umano, topo, ratto. Adatto per studi sui ribosomi mitocondriali, analisi dell'espressione proteica e immunochimica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL13 Coniglio pAb
Osservazioni/Alias	L13; L13A; L13mt; RPL13; RPML13; MRPL13
Specie	Umano
GeneID (Umano)	28998
GeneID	28998
Immunogeno	Proteina ricombinante Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-178 dell'MRPL13 umano (NP_054797.2).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q9BYD1
Peso proteico	21kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio