

Anticorpo Policlonale Di Coniglio Anti-Mrpl23 Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16540

Numero articolo: CM0023900



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio Anti-MRPL23 di alta qualità per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA su uomo, topo e ratto. Bersaglia la proteina ribosomiale mitocondriale L23 (~18 kDa) per uso nella ricerca IVD.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MRPL23 Rabbit pAb
Note/Alias	RPL23; L23MRP; RPL23L; MRPL23
Specie	Uomo
ID gene (Uomo)	6150
ID gene	6150
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-153 della MRPL23 umana (NP_066957.3)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16540
Peso proteico	18 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio