


## Anticorpo Policlonale Anti-Mrpl55 Per Wb, Elisa - Q7Z7F7

Numero articolo: CM0019525



### introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio di alta qualità contro la proteina MRPL55 umana, una proteina ribosomiale mitocondriale. Validato per WB e ELISA, ideale per lo studio della traduzione mitocondriale e della sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

| Parametro           | Valore                                                                                                                             |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome prodotto       | MRPL55 Rabbit pAb                                                                                                                  |
| Note/Alias          | L55nt; MRP-L55; AAVG5835; PRO19675; MRPL55                                                                                         |
| Specie              | Umana                                                                                                                              |
| ID gene (Umano)     | 128308                                                                                                                             |
| ID gene             | 128308                                                                                                                             |
| Immunogeno          | Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-128 della MRPL55 umana (NP_001308213.1) |
| Origine             | Coniglio                                                                                                                           |
| Categoria           | Anticorpi policlonali                                                                                                              |
| Applicazione        | WB, ELISA                                                                                                                          |
| Reattività crociata | Umana                                                                                                                              |
| SWISS               | Q7Z7F7                                                                                                                             |
| Peso proteico       | 15 kDa                                                                                                                             |
| Spedizione          | Sacchetto di ghiaccio                                                                                                              |