

Anticorpo Policlonale Anti-Msh6 Coniglio Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P52701

Numero articolo: CM0021938



introduzione

Anticorpo policlonale coniglio anti-MSH6 validato per Western blot, IHC-P, IF/ICC ed ELISA. Rileva la proteina MSH6 di riparazione del mismatch del DNA umana, murina e ratto. Adatto per la ricerca MMR.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MSH6 coniglio pAb
Osservazioni/Alias	GTBP; HSAP; p160; GTMBP; MSH-6; HNPCC5; LYNCH5; MMRC53; MSH6
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	2956
ID Gene	2956
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-290 di MSH6 umano (NP_000170.1).
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, Mouse, Ratto
SWISS	P52701
Peso proteico	153kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio