


Anticorpo Policlonale Anti-Mst1/Stk4 Per Wb, Elisa - Q13043

Numero articolo: CM0023659



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio convalidato KO che riconosce MST1/STK4 umano (KRS2, MST1, YSK3). Confermato per WB ed ELISA; reagisce in modo incrociato con umano, topo e ratto. Per studi sulla segnalazione Hippo e sull'apoptosi.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	[Convalidato KO] Anticorpo Policlonale di Coniglio MST1/STK4
Note/Alias	KRS2; MST1; YSK3; K4
Specie	Umano
ID Gene (Umano)	6789
ID Gene	6789
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 303-487 di MST1/STK4 umano (NP_006273.1).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Topo, Ratto
SWISS	Q13043
Peso Proteico	56kDa
Spedizione	Sacca di ghiaccio