


Anticorpo Policlonale Anti-Mt-Cyb Per Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P00156

Numero articolo: CM0024123



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro il Citocromo b umano (MT-CYB), un componente del complesso III della catena respiratoria mitocondriale. Adatto per WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagisce con umano, topo, ratto. Rileva una banda di ~43 kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MT-CYB Rabbit pAb
Note/Alias	MTCYB; CYTB; MT-CYB
Specie	Umano
Gene ID	4519
Immunogeno	Peptide sintetico corrispondente a una sequenza all'interno degli aminoacidi 100-200 del MT-CYB umano (YP_003024038.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reattività crociata	Umano, topo, ratto
SWISS	P00156
Peso proteico	43kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio