

Anticorpo Monoclonale Coniglio Anti-Mtco1 Per Wb, Ihc-P, Elisa - P00395

Numero articolo: CM0007474



introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio che si lega alla subunità 1 del citocromo c ossidasi umana (MTCO1/COX1). Adatto per Western blot, IHC-paraffina ed ELISA. Per la ricerca sulla catena respiratoria mitocondriale.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome Prodotto	MTCO1 mAb Coniglio
Note/Alias	CoxI; COX1; MTCO1
Specie	Umano
Gene ID (Umano)	4512
Gene ID	4512
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 479-513 del MTCO1 umano (YP_003024028.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi Monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività Crociata	Umano
SWISS	P00395
Peso Proteico	57 kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio