


Anticorpo Policlonale Anti-Mtif3 Per Wb, Elisa - Q9H2K0

Numero articolo: CM0029735



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio MTIF3 validato per WB ed ELISA. Specifico per MTIF3 umano e di ratto, un fattore di inizio della traduzione mitocondriale che promuove la disponibilità della subunità ribosomiale 28S per la sintesi proteica.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del Prodotto	MTIF3 pAb di Coniglio
Osservazioni/Alias	IF3mt; MTIF3
Specie	Umano
GeneID (Umano)	219402
GeneID	219402
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 1-278 di MTIF3 umano (NP_690876.3).
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano, Ratto
SWISS	Q9H2K0
Peso Proteico	32kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio