

Anticorpo Policlonale Anti-Mtrr Di Coniglio Per Wb, Elisa - Q9Ubk8

Numero articolo: CM0013798



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro MTRR umano (metionina sintasi reduttasi), validato per Western blot (WB) ed ELISA. Adatto per lo studio dell'omeostasi della metionina e del folato. Reagisce con campioni umani; peso molecolare previsto 78kDa.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Nome Prodotto	MTRR Rabbit pAb
Note/Alias	MSR; cbIE; MTRR
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4552
GeneID	4552
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 50-230 di MTRR umano (NP_002445.2)
Sorgente	Coniglio
Categoria	Anticorpi Policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività Incrociata	Umano
SWISS	Q9UBK8
Peso Proteico	78kDa
Spedizione	Sacchetto di ghiaccio