

Anticorpo Monoclonale Anti-Muc4 Per Wb, Ihc-P, Elisa - Q99102

Numero articolo: CM0010584

introduzione

Anticorpo monoclonale di coniglio contro MUC4 umana, una mucina di alto peso molecolare legata alla membrana. Validato per WB, IHC-P e ELISA; reagisce crossamente con il ratto. Ideale per la ricerca oncologica e sulle cellule epiteliali.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	MUC4 Rabbit mAb
Note/Alias	ASGP; MUC-4; HSA276359; MUC4
Specie	Umana
GeneID (Umana)	4585
GeneID	4585
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 4807-4916 della MUC4 umana (Q99102)
Origine	Coniglio
Categoria	Anticorpi monoclonali
Applicazione	WB, IHC-P, ELISA
Reattività crociata	Umana, Ratto
SWISS	Q99102
Peso proteico	542 kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio