


Anticorpo Policlonale Anti-Mvk Per Wb, Elisa - Q03426

Numero articolo: CM0027403



introduzione

Anticorpo policlonale di coniglio contro la mevalonato chinasi umana (MVK), validato per Western blot e ELISA. Ideale per studi sul metabolismo del colesterolo e lo sviluppo di saggi diagnostici.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome del prodotto	MVK Rabbit pAb
Note/Alias	MK; LRBP; MVLK; POROK3; MVK
Specie	Umano
GeneID (Umano)	4598
GeneID	4598
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 40-300 della MVK umana (NP_000422.1)
Fonte	Coniglio
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Umano
SWISS	Q03426
Peso proteico	42kDa
Spedizione	Borsa del ghiaccio