

Anticorpo Policlonale Rabbit Contro La Glicoproteina Della Mielina Degli Oligodendrociti Per Wb E Elisa - Q16653

Numero articolo: CM0030651

introduzione

Anticorpo policlonale rabbit contro la glicoproteina della mielina degli oligodendrociti umana (MOG, Q16653) per WB e ELISA. Reagisce in modo crociato con topo e ratto; immunogeno ricombinante (aa 30-154).

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Valore
Nome prodotto	Glicoproteina della mielina degli oligodendrociti Rabbit pAb
Annotazioni/Alias	BTN6; BTNL11; MOGIG2; NRCLP7; Glicoproteina della mielina degli oligodendrociti
Specie	Uomo
GenelD	4340
Immunogeno	Proteina di fusione ricombinante contenente una sequenza corrispondente agli amminoacidi 30-154 della glicoproteina della mielina degli oligodendrociti umana (NP_996532.2)
Origine	Rabbit
Categoria	Anticorpi policlonali
Applicazione	WB, ELISA
Reattività crociata	Uomo, Topo, Ratto
SWISS	Q16653
Peso proteico	28kDa
Spedizione	Sacco di ghiaccio